

### **Leistungsverzeichnis AED:**

Der AED muss der Fachempfehlung DFV-FE-50-2025, des DFV entsprechen.

- Regelmäßiger, Automatischer Selbsttest,
- bis zu 5 Jahre Standby-Zeit,
- Möglichkeit zur zentralen Verwaltung über kabellose Anbindung per WLAN,
- Aufzeichnung von Einsatzdaten inklusive Tonaufnahmen zur Qualitätskontrolle,
- CPR-Feedbackfunktion,
- Automatische Analyse,
- Schockabgabe durch den Anwender,
- Countdown-Zähler für den CPR-Zyklus,
- Integriertes Metronom zur Frequenzkontrolle der Herzdruckmassage,
- Kinderbetriebsmodus

Spezifikation:

- Staub- und spritzwassergeschützt nach IP66,
- EN1789 zugelassen,
- Einsatzbereich -10 °C bis +55 °C,
- Lagertemperatur -30 °C bis + 70 °C
- Lautsprecher und Mikrofon,
- Sprachaufzeichnung,
- Farbdisplay min. 4,3" (hinterleuchtet),
- Gewicht: max. 2 kg Inklusive Batterie,
- Zubehörtasche,
- CPR-Feedback-System mit CPR-Feedback Zwischenkabel und 1x Einwegsensoren,
- Defibrillationselektroden-System (vorkonnektiert),
- Defibrillationselektroden und PC-Software kompatibel zu anderen Corpuls Produkten,
- Alle Elektroden und Sensoren müssen mit dem Corpuls C 3 kompatibel sein.